

VitRet ^{No.21} NOTES®



Dr. Detlev R.H. Breyer



23G selbstdichtende Trokare und intraokularer Druck

Die Freude über die neuen perfekt wasser-dichten 23G Trokare ist gross: "Leichtes Handling, kein Spray-Phänomen, geringerer BSS Durchfluss, stabile und klar kalkulierbare Druckverhältnisse" sind einige wenige Hauptvorteile. Wenn Sie von konventionellen auf selbstdichtende Trokare umstellen, sollten Sie sich jedoch besonders bei hoher Infusionsflasche der systemimmanenten Gefahr der minderen Sehnervenperfusion aufgrund hohen intraokularen Druckes gewahr sein!

Wie so oft gilt auch hier: "Gefahr erkannt, Gefahr gebannt!"

Mit freundlichen Grüssen

Dr. med. Detlev Breyer